

Per le persone che vogliono sentire l'audio direttamente in protesi acustiche, impianti cocleari o auricolari senza interferenze


NB: il Bluetooth, il Wi-Fi e la posizione GPS devono essere accesi perché l'App si connetta. Se si hanno problemi di connessione al server, chiudere l'App e riavviarla.

1

Verifica che l'impianto cocleare, la protesi acustica o l'auricolare sia connesso allo smartphone o al tablet

2

Scarica l'App ListenWiFi sul tuo smartphone o tablet



3

Connettiti alla rete locale tramite QR Code (rete WiFi senza connessione Internet*)

Wi-Fi: NETGEAR51-Guest
Password: ListenWiFi



4

Apri l'App ListenWiFi e attiva il canale "Ascoltami!"

*** ATTENZIONE: la rete WiFi non è connessa a Internet altrimenti il numero di persone connesse la rallenterebbe. La connessione WiFi permette SOLO di sentire l'audio.**